



12. FAKTABLAD FÖR UNDERHÅLL AV DEN ODONTOLOGISKA ENHETEN

NÄR	VAD	VAD GÖRA	REFERENSPUNKT
Daglig inledningsaktivitet.	Kran för kondensstömning.	Avlägsna kondens från luftrören.	Se avsnitt 9.2.
	Sprayrör	Spola 2 minuter i rören a) Manuellt: aktivera instrumenten tomma b) Automatiskt: aktivera LONG (LÅNG) FLUSHING-CYKEL	Se avsnitt 7.5
	Behållare för att separera luftvätskor	Placera en antiskumtablett invändigt i varje sugfilter.	Se avsnitt 9.5.
	Skydd och engångsbruk.	Placera flexibla skydd och engångsskydd på stolen och enheten.	/
	Instrument.	Smörj turbinhandtaget och mikromotorn.	Se dokumentationen som medföljer till instrumentet.
	System M.W.B. (när den odontologiska behandlingsenheten är släckt under 7 dagar)	Tömning av vattenkrets för systemet M.W.B.	Se avsnitt 7.3.
Efter varje patient.	Sprayrör.	Spola instrumentrören som har använts på patienten (manuellt eller SNABBCYKEL) i 20 sekunder	Se avsnitt 7.5.
	Instrument.	Desinficera utsidan.	Se dokumentationen som medföljer till instrumentet.
	Kamera.	Desinficera utsidan.	Se avsnitt 5.8.
	Polymerisationslampa.	Desinficera utsidan.	Se avsnitt 5.7.
	Sugledningar.	Följ STANDARDCYKEL för tvätt (om tillgängligt) och sug med varje använd uppsugningskanyl upp cirka en halv liter lösning STER 3 PLUS upplöst i 6%.	Se avsnitt 9.4.
	Flexibla skydd.	Sterilisering av smutsiga flexskydd.	/
	Engångsskydd.	Byt ut engångsskydd.	/
	Smutsiga ytor.	Dränera ytorna med STER 1 PLUS .	/
Daglig avslutningsaktivitet.	Sprayrör.	Desinficering av vattensprayrören med manuell cykel (om systemet S.S.S. är tillgängligt).	Se avsnitt 7.2.1.
		Desinficering av vattensprayrören med halvautomatisk cykel (om systemet AUTOSTERIL A är tillgängligt).	Se avsnitt 7.2.
	Filter i fontänskål.	Rengör filtret med rinnande vatten. Innehållet ska sopbehandlas separat.	Se avsnitt 7.1.
	Fontänskål.	Rengör med rengöringsmedel för keramik som finns i handeln. Använd inte produkter som är nötande eller sura.	Se avsnitt 7.1.
	Filter i sugpump.	Kontrollera filtret och byt ut det vid reducerad sugeffekt (kod 97461845)	Se avsnitt 9.3.
	Sugledningar.	Följ en automatisk standardcykel för tvätt (om tillgängligt) och sug med varje använd uppsugningskanyl upp cirka en halv liter lösning STER 3 PLUS upplöst i 6%.	Se avsnitt 9.4.
	Hydraulisk salivsug.	Rengör filtret i salivsugen.	Se avsnitt 6.4.
	Flexibla skydd.	Sterilisera närvarande flexskydd.	/
	Engångsskydd.	Avlägsna alla använda engångsskydd.	/
	Ytor på enheten och stolen.	Rengör ytorna med STER 1 PLUS .	/



SKEMA 6 - SKEMA 8



NÄR	VAD	VAD GÖRA	REFERENSPUNKT
Vid behov.	Löstagbara slangar till instrumenten.	Rengör med lämpligt desinfektionsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Spruta produkten på mjukt engångspapper. Använd inte produkter som är nötande eller sura.	Se avsnitt 5.
	Sprayrör.	Desinficering av vattensprayrören med manuell cykel (om systemet S.S.S. är tillgängligt).	Se avsnitt 7.2.1.
		Desinficering av vattensprayrören med halvautomatisk cykel (om systemet är tillgängligt).	Se avsnitt 7.2.
	Behållare för att separera luftvätskor	Rengör kärlet i avskiljaren, dräneringsventilen och sonderna.	Se avsnitt 9.5.
	Amalgamavskiljare METASYS.	Lossa kärlet på separatorn.	Se dokumentationen som medföljer separatorn.
	Amalgamavskiljare DÜRR.	Lossa kärlet på separatorn.	Se dokumentationen som medföljer separatorn.
	Operationslampa	Rengör det främre glaset och reflektorspegeln	Se dokumentationen som medföljer utrustningen.
	Operationslampa LED VENUS PLUS -L	Rengör den transparanta skärmen och handtagen	Se avsnitt 8.1.
	Skärm på belysningspelare	Rengör ytor	Se dokumentationen som medföljer utrustningen.
	Målade ytor och stolklädsar.	Rengör med lämpligt desinfektionsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Spruta produkten på mjukt engångspapper. Använd inte produkter som är nötande eller sura.	Se avsnitt 1.4.
Varje vecka.	Änddelar kanylhållare.	Smörja O-ringen.	Se avsnitt 9.4.
Varje månad.	Returluftfilter i turbin.	Kontrollera filtret och byt ut det vid behov (kod 97290014).	Se avsnitt 9.6.
Varje år.	Stol och enhet.	Kontakta den tekniska supporten för en allmän funktionskontroll.	/



www.cefla.com